


Anticorps Polyclonal Anti-Psme4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14997

Numéro d'article: CM0016748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PSME4 (PA200), validé en WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dégradation des histones médiée par le protéasome, la spermatogenèse et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PSME4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PA200; PSME4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23198
ID de gène	23198
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1634-1843 de PSME4 humain (NP_055429.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14997
Poids moléculaire	211kDa
Expédition	Sac de glace