


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

Numéro d'article: CM0026747



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin PSMF1 conçu pour le Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le PSMF1 humain, murin et de rat. Sous-unité inhibitrice du protéasome PI31, clé dans le contrôle de la fonction du protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin PSMF1
Remarques/Alias	PI31; PSMF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9491
GeneID	9491
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-271 du PSMF1 humain (NP_006805.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92530
Poids Moléculaire de la Protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace