


Anticorps Polyclonal Anti-Psmg1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095456

Numéro d'article: CM0017487



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine chaperonne d'assemblage du protéasome 1 (PSMG1) humaine ; validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'assemblage du protéasome et le syndrome de Down.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PAC1, DSCR2, PAC-1, C21LRP, LRPC21, PSMG1
Espèce	Humain
GeneID	8624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-288 de la protéine PSMG1 humaine (NP_003711.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095456
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace