


Anticorps Polyclonal Anti-Pspc1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxf1

Numéro d'article: CM0029949



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PSPC1 humain, une composante des paraspeckles et une protéine de liaison à l'ARN. Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les paraspeckles et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSPC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSP1; PSPC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55269
ID de gène	55269
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 du PSPC1 humain (NP_001035879.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXF1
Poids moléculaire	59kDa
Expédition	Sac de glace