

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psph Pour Wb Et Elisa - P78330

Numéro d'article: CM0030463



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la phosphosérine phosphatase humaine (PSPH) validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur la biosynthèse de la sérine. P78330.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSPH Lapin pAb
Remarques/Alias	PSP; PSPHD; PSPH
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5723
ID de gène	5723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 de la PSPH humaine (NP_004568.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78330
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace