

Anticorps Polyclonal Anti-Psrc1 Pour Wb, Elisa - Q6Pgn9

Numéro d'article: CM0021108

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PSRC1 humain (DDA3), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le fuseau mitotique et la ségrégation des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSRC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84722
ID de gène	84722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 du PSRC1 humain (NP_001005290.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6PGN9
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace