

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psrc1 Pour Wb, Elisa - Q6Pgn9

Numéro d'article: CM0025274

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-PSRC1 validé pour WB et ELISA. Détecte le PSRC1 humain, un régulateur du fuseau mitotique impliqué dans la ségrégation des chromosomes. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSRC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	84722
GenelD	84722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 du PSRC1 humain (NP_001005290.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q6PGN9
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace