

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pstpip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

Numéro d'article: CM0026494



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le PSTPIP1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation du cytosquelette d'actine, l'activation des lymphocytes T et la biologie de l'inflammasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSTPIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	H-PIP ; PAPAS ; CD2BP1 ; PSTPIP ; CD2BP1L ; CD2BP1S ; PSTPIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9051
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43586
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace