

Anticorps Polyclonal Anti-Ptbp1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P26599

Numéro d'article: CM0025402



Introduction

PTBP1 Lapin pAb (P26599) détecte le PTBP1 humain, souris et rat par WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cet anticorps polyclonal cible la protéine de liaison au tractus polypyrimidique 1, un régulateur clé de l'épissage alternatif, essentiel pour la recherche sur le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5725
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PTBP1 humain (NP_114368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26599
Poids Protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace