


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ptbp2 Pour Wb, Ip, If Et Ihc - Q9Uka9

Numéro d'article: CM0005638



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PTBP2 humain, validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation, l'immunofluorescence et l'immunohistochimie ; réagit avec le PTBP2 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTBP2 Lapin mAb
Remarques/Alias	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	58155
ID de Gène	58155
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PTBP2 humain (Q9UKA9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKA9
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace