

Anticorps Polyclonal Anti-Ptcd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075127

Numéro d'article: CM0021074

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTCD1 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Conçu pour les études sur le traitement et la régulation de l'ARNt mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTCD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTCD1
Espèce	Humain
GeneID	26024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435-537 du PTCD1 humain (NP_056360.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075127
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace