


Anticorps Polyclonal Anti-Ptcd3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ey7

Numéro d'article: CM0026838



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTCD3 humain (mS39). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine mS39 de la petite sous-unité ribosomique mitochondriale dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche mitochondriale et le diagnostic de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTCD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	COXPD51 ; MRP-S39 ; PTCD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-689 du PTCD3 humain (NP_060422.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EY7
Poids moléculaire protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace