


Anticorps Polyclonal Anti-Ptch1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q13635

Numéro d'article: CM0017882



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTCH1 humain, validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation Hedgehog, la suppression tumorale et le transport du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTCH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5727
GeneID	5727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 770-970 du PTCH1 humain (NP_000255.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13635
Poids Protéique	161kDa
Expédition	Sac de glace