


Anticorps Polyclonal Anti-Ptch1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13635

Numéro d'article: CM0013757



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTCH1 humain, un récepteur Hedgehog et suppresseur de tumeur. Adapté pour le WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTCH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1214-1312 du PTCH1 humain (NP_000255.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13635
Poids moléculaire protéique	161 kDa
Expédition	Sac de glace