

Anticorps Monoclonal Anti-Pten Pour Wb, Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0002456



Introduction

Anticorps monoclonal de souris de haute qualité ciblant la protéine PTEN humaine (P60484), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les PTEN de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études de la voie de signalisation PI3K-AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTEN Mouse mAb
Remarques / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	5728
Identifiant du gène	5728
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204-403 de la PTEN humaine (P60484))
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace