

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pten Pour Wb - P60484

Numéro d'article: CM0005445

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PTEN validé par KO pour Western blot, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Cible la protéine PTEN humaine (P60484) avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en oncologie et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PTEN Lapin mAb
Remarques / Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENGama
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5728
ID du gène	5728
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 304-403 de la PTEN humaine (P60484)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	20 kDa/47 kDa/65 kDa
Expédition	Sac isotherme