

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pten Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0014344



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PTEN (P60484) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Cible le suppresseur de tumeur PTEN, une phosphatase à double spécificité régulant la voie PI3K/AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTEN Rabbit pAb
Remarques / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Espèce cible	Humain
ID du gène (humain)	5728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la PTEN humaine (NP_000305.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace