

Anticorps Polyclonal Anti-Ptgds Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41222

Numéro d'article: CM0021596



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTGDS humain (Prostaglandine-D synthase de type lipocaline). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des prostaglandines et le SNC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTGDS Lapin pAb
Remarques/Alias	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5730
GeneID	5730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-190 du PTGDS humain (NP_000945.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41222
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace