

Anticorps Polyclonal Anti-Ptges2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7Z7

Numéro d'article: CM0028306

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PTGES2 humaine (mPGES-2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le métabolisme des prostaglandines et les biomarqueurs du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTGES2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	80142
Identifiant du gène	80142
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 88 à 377 de la PTGES2 humaine (NP_079348.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H7Z7
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sachet de glace