

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptgfr Pour Wb - P43088

Numéro d'article: CM0015074



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTGFR humain (récepteur de la prostaglandine F2- $\alpha$ ). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification           |
|----------------------|-------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-PTGFR |
| Remarques / Alias    | FP ; PTGFR              |
| Espèce               | Humaine                 |
| GeneID (humain)      | 5737                    |
| GeneID               | 5737                    |
| Immunogène           | Peptide synthétique     |
| Source               | Lapin                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux   |
| Application          | WB, ELISA               |
| Réactivité croisée   | Souris, rat             |
| SWISS                | P43088                  |
| Poids de la protéine | 40 kDa                  |
| Expédition           | Sac de glace            |