


## Anticorps Polyclonal Anti-Ptgir Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43119

Numéro d'article: CM0019681



### Introduction

pAc PTGIR de Lapin validée pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat. Détecte le récepteur de la prostacycline, une cible clé des RCPG dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires et inflammatoires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | pAc Lapin PTGIR                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | IP; PRIPR; PTGIR                                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 5739                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-386 du PTGIR humain (NP_000951.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | P43119                                                                                                                       |
| Poids Protéique    | 41kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |