

Anticorps Polyclonal Anti-Ptgr3/Zadh2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q0

Numéro d'article: CM0020967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute performance dirigé contre PTGR3/ZADH2, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les protéines humaines, murines et de rat. 40 kDa. Convient aux recherches sur la réductase des prostaglandines et la différenciation des adipocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTGR3/ZADH2 pAb de lapin
Remarques/alias	PRG-3 ; ZADH2 ; PTGR-3 ; PTGR3/ZADH2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	284273
GeneID	284273
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 33 et 371 de la protéine PTGR3/ZADH2 humaine (NP_787103.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8N4Q0
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Sac de glace