


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pth1R Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03431

Numéro d'article: CM0023291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTH1R humain (récepteur 1 de l'hormone parathyroïdienne), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PTH/PTHrP et de la fonction des récepteurs osseux/rénaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTH1R Lapin pAb
Remarques/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5745
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-188 du PTH1R humain (NP_000307.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03431
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace