


Anticorps Polyclonal Anti-Pthlh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12272

Numéro d'article: CM0029100



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PTHLH humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement osseux, le transport du calcium et la migration des cellules cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTHLH Rabbit pAb
Remarques / Alias	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	5744
Identifiant du gène	5744
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-175 de la PTHLH humaine (NP_945316.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12272
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace