


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pthlh Pour Wb, Elisa - P12272

Numéro d'article: CM0021257



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTHLH humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la protéine apparentée à l'hormone parathyroïdienne dans le développement et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | PTHLH Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias     | HHM; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTHLH                                                                                           |
| Espèce              | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain) | 5744                                                                                                                         |
| ID de gène          | 5744                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-175 du PTHLH humain (NP_945315.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS               | P12272                                                                                                                       |
| Poids moléculaire   | 20 kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |