

Anticorps Polyclonal Anti-Ptk6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13882

Numéro d'article: CM0030340



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la PTK6 humaine (BRK). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la biologie épithéliale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTK6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BRK ; PTK6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5753
ID du gène	5753
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 222-451 de la PTK6 humaine (NP_005966.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13882
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sachet de glace