


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptk7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13308

Numéro d'article: CM0030150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PTK7/CCK4, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-PTK7
Remarques/Alias	CCK4; CCK-4; PTK7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5754
GeneID	5754
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 811-1070 de la PTK7 humaine (NP_002812.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13308
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Pain de glace