


Anticorps Monoclonal Anti-Ptp1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18031

Numéro d'article: CM0007166



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la PTP1B humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des tyrosine phosphatases et la voie du stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin PTP1B
Remarques/Alias	PTP1B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5770
GeneID	5770
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-435 de la PTP1B humaine (NP_002818.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P18031
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace