


Anticorps Polyclonal Anti-Ptp1B (Ptpn1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18031

Numéro d'article: CM0018856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTPN1 humain (PTP1B), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Utile pour l'étude du rôle des phosphatases à tyrosine dans la réponse au stress du RE, la transduction des signaux et la migration cellulaire. Expédition sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTP1B ; PTPN1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5770
GeneID	5770
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-435 du PTPN1 humain (NP_002818.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P18031
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Poche de glace