

Anticorps Polyclonal Anti-Ptp4A2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12974

Numéro d'article: CM0013878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PTP4A2 humaine (PRL-2), une phosphatase de la tyrosine impliquée dans la progression tumorale et le cycle cellulaire. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTP4A2 Rabbit pAb
Remarques/alias	HH13; OV-1; PRL2; HH7-2; PRL-2; PTP4A; HU-PP-1; PTPCAAX2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; PTP4A2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8073
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 100 de la PTP4A2 humaine (NP_536316.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q12974
Poids moléculaire	19 kDa
Expédition	Sac de glace