

Anticorps Polyclonal Anti-Ptp4A3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075365

Numéro d'article: CM0022633



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTP4A3 humain (PRL-3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur les métastases cancéreuses, la prolifération cellulaire et l'hypertrophie cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTP4A3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRL3 ; PRL-3 ; PRL-R ; PTP4A3
Espèce	Humain
GeneID	11156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-148 du PTP4A3 humain (NP_009010.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075365
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace