


## Anticorps Monoclonal Anti-Ptpip51/Rmdn3 Pour Wb Et Elisa - Q96Tc7

Numéro d'article: CM0007346



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine PTPIP51/RMDN3, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Convient à l'étude de l'homéostasie du calcium, de l'apoptose et de la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PTPIP51/RMDN3 mAb de lapin                                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | RMD3 ; RMD-3 ; FAM82C ; FAM82A2 ; ptpip51 ; PTPIP51/RMDN3                                                                                     |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                       |
| GeneID (humain)    | 55177                                                                                                                                         |
| GeneID             | 55177                                                                                                                                         |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la protéine humaine PTPIP51/RMDN3 (NP_060615.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Rat                                                                                                                                           |
| SWISS              | Q96TC7                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 52 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                  |