


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptpip51/Rmdn3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Tc7

Numéro d'article: CM0027730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PTP51/RMDN3, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de l'homéostasie calcique, de l'apoptose et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPIP51/RMDN3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Espèce	Humain
ID de gène	55177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 171-470 de la PTPIP51/RMDN3 humaine (NP_060615.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96TC7
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace