


Anticorps Polyclonal Anti-Ptpn1 Pour Wb, Elisa - P18031

Numéro d'article: CM0023718



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin validé ciblant PTPN1 (PTP1B). Adapté pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'Humain et le Rat. Détecte une protéine de 50kDa. Idéal pour étudier les voies de signalisation des tyrosine phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] PTPN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTP1B ; N1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5770
GeneID	5770
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-435 de PTPN1 humain (NP_002818.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P18031
Poids Moléculaire de la Protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace