


Anticorps Polyclonal Anti-Ptpn13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12923

Numéro d'article: CM0016272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTPN13 humain (FAP-1/PTPL1), une phosphatase tyrosine impliquée dans l'apoptose et la signalisation PI3K. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTPN13 Lapin pAb
Remarques/Alias	PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5783
GeneID	5783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-500 du PTPN13 humain (NP_542416.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12923
Poids Protéique	277kDa
Expédition	Sac de glace