


Anticorps Polyclonal Anti-Ptpn2 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Numéro d'article: CM0022048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre la PTPN2 humaine (TCPTP), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Impliqué dans la signalisation des lymphocytes T, la régulation des cytokines et l'homéostasie du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PTPN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5771
GeneID	5771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-353 de la PTPN2 humaine (NP_536348.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17706
Poids protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace