


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptpn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Numéro d'article: CM0019101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PTPN2 (TCPTP) validé pour le Western Blot, l'immunofluorescence/l'immunocytochimie et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible une phosphatase clé des voies de signalisation immunitaire et cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTN2 ; PTPT ; TCPTP ; TC-PTP ; TCELLPTP ; PTPN2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-353 de la PTPN2 humaine (NP_536348.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P17706
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Avec pain de glace