


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptpn23 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3S7

Numéro d'article: CM0030278



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PTPN23 humaine (HD-PTP). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le tri endosomal et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin PTPN23
Remarques/Alias	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25930
GeneID	25930
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H3S7
Poids protéique	179 kDa
Expédition	Sac de glace