


Anticorps Polyclonal Anti-Ptpn3 Pour Wb Et Elisa - P26045

Numéro d'article: CM0026666



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PTPN3 (PTPH1) humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le PTPN3 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude de la dynamique membrane-cytosquelette et de l'activité phosphatase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTPN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTPH1; PTP-H1; PTPN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5774
GeneID	5774
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26045
Poids Protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace