


## Anticorps Polyclonal Anti-Ptprb Pour Wb, Elisa - P23467

Numéro d'article: CM0028579



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PTPRB humaine (VE-PTP), validé pour WB et ELISA. Régulateur essentiel du remodelage des vaisseaux sanguins et de l'angiogenèse ; idéal pour la recherche en biologie des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PTPRB Rabbit pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | PTPB; HTPPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 5787                                                                                                                          |
| GeneID               | 5787                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1173-1260 de la PTPRB humaine (NP_002828.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                        |
| SWISS                | P23467                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 224 kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |