


Anticorps Polyclonal Anti-Ptprd Pour Wb, Elisa - P23468

Numéro d'article: CM0016433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PTPRD validé pour WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neuroscience sur la différenciation synaptique et la signalisation des récepteurs tyrosine phosphatase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRD Rabbit pAb
Remarques / Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5789
GeneID	5789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1100-1265 de la PTPRD humaine (NP_002830.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23468
Poids de la protéine	215 kDa
Expédition	Sac de glace