


Anticorps Polyclonal Anti-Ptprd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23468

Numéro d'article: CM0028949



Introduction

PTPRD Lapin pAb validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine tyrosine phosphatase delta de type récepteur humaine et murine, un régulateur clé de la différenciation synaptique neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRD Lapin pAb
Remarques/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5789
GeneID	5789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 475-574 de PTPRD humain (NP_002830.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P23468
Poids moléculaire de la protéine	215 kDa
Expédition	Sac de glace