


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptprf Pour Wb Et Elisa - P10586

Numéro d'article: CM0028452



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PTPRF humaine (LAR), adapté pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'humain et la souris. La cible est un récepteur d'adhésion cellulaire de 213 kDa possédant une activité protéine tyrosine phosphatase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRF Rabbit pAb
Remarques / alias	LAR; BNAH2; PTPRF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5792
GeneID	5792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1016-1250 de la PTPRF humaine (NP_002831.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10586
Poids de la protéine	213 kDa
Expédition	Sac de glace