


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptprn2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92932

Numéro d'article: CM0014462



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PTPRN2 humain (IA-2beta, phogrin), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la sécrétion et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
Espèce	Humain
GeneID	5799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-242 du PTPRN2 humain (NP_570858.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92932
Poids moléculaire	111 kDa
Expédition	Sac de glace