


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptprr Pour Wb, Elisa - Q15256

Numéro d'article: CM0015116



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PTPRR validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et le rat. Cible la phosphatase R tyrosines-protéine de type récepteur, un régulateur de MAPK. Idéal pour la recherche sur la signalisation et les phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRR Rabbit pAb
Remarques / Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5801
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-227 de la PTPRR humaine (NP_002840.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q15256
Poids moléculaire de la protéine	74kDa
Expédition	Sachet réfrigérant