

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptpru Pour Wb, Elisa - Q92729

Numéro d'article: CM0031004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTPRU humain (phosphatase protéique tyrosine de type récepteur U). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la prolifération et de l'intégrité épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTPRU Lapin pAb
Remarques/Alias	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTSPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10076
GeneID	10076
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PTPRU humain (NP_005695.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92729
Poids Protéique	162kDa
Expédition	Sac de glace