


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptrf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Nzi2

Numéro d'article: CM0019007



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PTRF (Cavin-1) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la formation des cavéoles, la biologie des adipocytes et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTRF Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	284119
Identifiant de gène	284119
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-280 de la PTRF humaine (NP_036364.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6Nzi2
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace