

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptrh1 Pour Wb, Elisa - Q86Y79

Numéro d'article: CM0016199

Introduction

PTRH1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit contre la protéine PTRH1 humaine recombinante, adapté pour le WB et l'ELISA. Cible la peptidyl-tRNA hydrolase impliquée dans le contrôle qualité associé aux ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTRH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTH1; C9orf115; PTRH1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	138428
GenelD	138428
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-214 du PTRH1 humain (NP_001002913.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86Y79
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace