

Anticorps Polyclonal Anti-Ptrh2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3E5

Numéro d'article: CM0028239



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PTRH2 (BIT1/PTH2) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PTRH2 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTRH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	51651
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-179 de la protéine PTRH2 humaine (NP_057161.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3E5
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace