

Anticorps Polyclonal Anti-Pts (6-Pyruvoyl Tétrahydrobioptérine Synthase) Pour Wb, Elisa - Q03393

Numéro d'article: CM0028868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le PTS humain (6-pyruvoyl tétrahydrobioptérine synthase), adapté pour WB et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur la biosynthèse du BH4 et la phénylcétonurie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTS Lapin pAb
Remarques/Alias	PTPS; PTS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5805
ID de gène	5805
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03393
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace